

OtiPure[®]
百耳洁[™]

Bimeda
百美达

清爽的耳道清洁液

- ① 日常护理
- ② 预防性使用
- ③ 治疗前使用



OtiPure[®]

百耳洁[™]

除垢祛臭

水杨酸、多库酯钠
有效溶解和清洁耳垢，
缓解耳道异味

抑菌抗炎

PCMX, Tri-EDTA,
合力抑制+/-
清除病原菌，维持
耳道菌群平衡

多重防护

多种外源糖分子协
同阻止病原菌与耳
道表面受体结合，
减少病原菌附着



设计友好

硅胶软管口，
避免误伤爱宠耳道

温和舒爽

接近爱宠天然
PH值,水性质地
可快速干爽,宠
物更舒适

主要成分

多库酯钠，水杨酸，氯二甲苯酚(PCMX)，
Tri-EDTA，鼠李糖、甘露糖，D-半乳糖，
芳香剂，纯化水

使用方法

1



垂直耳瓣,将硅胶瓶口至于耳道入口处,挤压瓶身使适量的清洁剂进入耳道


轻轻按摩耳根部10-20秒,使清洁剂在耳道内和污垢充分作用,任由宠物自由甩出

2



用纸巾或棉球向外擦拭耳廓多余的清洁剂,如果需要可重复上述操作

3



注意
事项

仅限犬猫耳部外用
犬猫鼓膜破裂时禁用本品
慎用棉签擦拭,避免损伤/误伤耳道



OtiPure[®]
百耳洁[™]

有效预防耳道疾病



全球动保杰出典范

Bimeda
百美达